Arneses de uso individual **MySling**



Arneses de uso indivudual con CLIP.
Una fórmula de organización de arneses con un coste-efectividad óptimo.
Especialmente indicado para el control de infecciones en entorno sanitarios.

Referencias y medidas de asiento.

Espalda ALTA	**Talla**	**P.Max**	**Ref.**
< 23 cm	XS	300kg	Ls2510052
23-30cm	S	300kg	Ls2510005
33-38cm	M	300kg	Ls2510006
41-46cm	L	300kg	Ls2510007
48-56cm	XL	300kg	Ls2510008
Espalda MEDIA	**Talla**	**P.Max**	**Ref.**
< 23cm	XS	300kg	Ls2512002
23-30cm	S	300kg	Ls2512003
33-38cm	M	300kg	Ls2512004
41-46cm	L	300kg	Ls2512005
48-56cm	XL	300kg	Ls2512006

Uso y características

ASEGURESE ANTES DEL USO DEL ARNÉS QUE TODAS LAS COSTURAS Y EL TEXTIL ESTÁN INTACTOS.
No utilizar en caso de daño aparente. Utilizar siempre con una grúa adecuada e inspeccionada.

Los arneses MySling están diseñados para reutilizarse con el mismo usuario durante toda la estancia de éste en el centro/institución, no obstante recomendamos cambiarlos cada 6 meses.

Fabricados en tejido PolyWeave, los arneses MySling pueden utilizarse con usuarios mojados, en el entorno del cuarto de baño. Son transpirables y pueden quedarse puestos en el usuario.

Limpieza

Los arneses MySling pueden limpiarse con un paño húmedo en las zonas concretas dónde se localice suciedad. Pueden usarse en entornos húmedos y con usuarios mojados.
NO PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA. Siempre vea la etiqueta para confirmar su estado:

Sin lavarse a máquina:



Si se ha lavado a máquina:



No utilice el arnés si se ha lavado a máquina.

El textil del arnés está hecho 70% poliéster y 30% viscose.
Anclajes y cintas 100% poliéster.

Fabricado LISCLARE Freedom to Care

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

Distribuidor: