RiseBasic440M™

System RoMedic™



Elevaciones seguras y fáciles en todas las situaciones y para usuarios que pesan hasta 200 kg

- Carga operacional segura 200 kg
- Movimiento a lo largo del carril manual
- Diseño moderno, elegante e higiénico
- Dimensiones inusualmente pequeñas y peso extremadamente bajo
- Para todos los sistemas de carril, en todos los entornos y en todo tipo de habitaciones
- Ofrece una gran zona de elevación y la posibilidad tanto de elevaciones muy bajas como muy altas
- Para todas las situaciones, usuarios y necesidades
- Muy fácil de usar, proporciona condiciones de trabajo seguras y permite al cuidador permanecer cerca del usuario durante todo el procedimiento de elevación
- Silencioso, movimientos suaves así como arranque y parada suaves
- Mando ergonómico y fácil de usar
- Los botones de On/Off del mando evitan el uso no autorizado de las funciones de la unidad de grúa de techo
- Función de disco giratorio, para controlar las maniobras en el sistema de carril con la ayuda del mando, disponible como accesorio
- Parada de emergencia manual
- Bajada de emergencia eléctrica y manual
- Protección de sobrecarga
- Protección contra caídas
- El motor se detiene automáticamente si la correa de la grúa no se carga
- El control eficaz de la correa de grúa (pendiente de patente**) evita la rotación accidental de la correa
- Baterías de alta capacidad y duración así como motor eléctrico de bajo consumo
- La simple y cómoda carga del mando es el estándar
- Una solución de carga única (pendiente de patente*) con un carro de raíl para dos métodos de carga alternativos (carga de raíl/en punto final) está disponible como accesorio
- Panel de información discreto
- Mantenimiento fácil
- Diagnóstico; un software especial, que está disponible como accesorio, permite, con la ayuda de un PC, tener acceso a información adicional acerca de la unidad de grúa de techo
- Multitud de accesorios para elevaciones de usuarios seguras, simples y personalizadas en la mayoría de situaciones de transferencia

MediCauce

RiseBasic440M™

Para entornos de atención sanitaria profesionales y altamente funcionales con un ambiente armonioso y humano.



La fácil y cómoda carga del mando es el estándar
La estación de carga para la unidad de grúa de techo está integrada en un pequeño y discreto soporte y la zona de estacionamiento para el mando. La estación de carga se monta fácilmente en la pared, cerca de la zona de estacionamiento de la unidad de grúa de techo.



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

NºArt.	Producto
50100040	RiseBasic440M

RiseBasic440M se entrega equipada con mando y cargador.
La percha se pide por separado.



ACCESORIOS

NºArt.	Producto	Descripción
70200062	In-rail/end point charging*	Carga de carril/en punto final
70200066	Switch manoeuvring	Función de disco giratorio, para controlar las maniobras en el sistema de carril con la ayuda del mando
70200048	Software for diagnostics	Software para diagnóstico
50400048	Parking Placard	Letrero de parking para el almacenamiento cómodo de perchas, manuales y arneses
70200001	SlingBar S	Percha, 35 cm
70200002	SlingBar M	Percha, 45 cm
70200003	SlingBar L	Percha, 60 cm
70200042	SlingBarSpreader M	Perchas laterales para SlingBar S/M/L

Visite www.medicauce.com para más información.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga operacional segura:	200 kg
Material, chásis:	Aluminio
Material, cubierta:	Plástico ABS ignífugo
Dimensiones, longitud x anchura x altura:	26,6 x 15,1 x 15,6 cm
Peso:	6,8 kg
Movimiento a lo largo del carril:	Manual
Mando:	Eléctrico, 4 botones
Rango de elevación:	200 cm
Velocidad de elevación, sin carga:	3 cm por segundo
Velocidad de elevación, con carga:	2 cm por segundo
Nivel acústico, con carga:	51 dB(A)
Control efectivo de la correa de elevación**:	Estándar
Bajada de emergencia:	Eléctrica y manual
Parada de emergencia:	Manual
Batterias:	2 x 12V 2,9Ah
Carga del mando:	Estándar
Carga del carril*:	Opcional, accesorio
Carga final*:	Opcional, accesorio
Grado de protección, unidad de grúa:	IP20
Grado de protección, mando:	IPX4
Pendiente de patente:	*)PCT/SE2012/050748
	**) PCT/SE2012/050750

RiseBasic440M cumplen con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de Dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

handicare

MediCauce
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo
T. (+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

© Handicare AB 130520 - www.handicare.com