# Backrest

LinidoSolutions™

Manual - English

Manual - Svenska

Manual - Norsk

Manual - Dansk

Käyttöohje - Suomi


Gebrauchsanweisung - Deutsch

Handleiding - Nederlands

Manual - Français

Manual - Italiano

Manual – Español



**Art.no.:**
LI2705.2004-xx

**Max: 150 kg/330 lbs**

handicare

**Manual no: LI09509.426 140221**



**EN Visual inspection**
Inspect the product regularly. Check to ensure that material is free from damage.

**SE Visuell inspektion**
Gör regelbundna funktionskontroller av produkten. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

**NO Visuell inspeksjon**
Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Kontroller at materialet er helt og uten skader.

**DK Visuel inspektion**
Foretag regelmæssige funktionskontroller af sengebordet. Kontroller, at materiale er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse.

**FI Silmämääräinen tarkastus**
Tarkasta tuotteen toimivuus säännöllisesti. Tarkasta, ettei materiaalissa ole mitään vaurioita.

**DE Sichtprüfung**
Unterziehen Sie das Hilfsmittel regelmäßigen Funktionskontrollen. Vergewissern Sie sich, daß das Material unbeschädigt ist.

**NL Visuele controle**
Inspecteer het product regelmatig. Controleer op mogelijke beschadigingen van het materiaal.

**FR Inspection visuelle**
Effectuer des inspections régulières du fonctionnement du produit. Vérifier que le matériau est entièrement exempt de dommages.

**IT Ispezione visiva**
Testare il funzionamento del prodotto regolarmente. Verificare che il materiale non sia danneggiato.

**ES Inspección visual**
Realice periódicamente un control de funcionamiento del producto. Asegúrese de que el material no presente ningún tipo de desperfecto.

**EN Before use**
Ensure that the product is correctly mounted/installed.

**SE Före användning**
Kontrollera att produkten är rätt monterad/installerad.

**NO Før bruk**
Kontroller at produktet er korrekt installert.

**DK Før brug**
Kontroller, at produktet er korrekt installeret.

**FI Ennen käyttöä**
Tarkasta, että tuote on asennettu oikein.

**DE Vor der Benutzung**
Prüfen Sie das Produkt auf korrekte Montage.

**NL Voor gebruik**
Zorg ervoor dat het product juist is gemonteerd.

**FR Avant l'utilisation**
Vérifier que le produit est correctement installé.

**IT Prima dell'uso**
Verificare che il prodotto sia installato correttamente.

**ES Antes de su uso**
Compruebe que el producto esté correctamente instalado.



**EN Always read the manual**
Keep the manual where it is easily accessible for users of the product.

**SE Läs alltid manualen**
Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

**NO Les alltid manualen**
Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

**DK Læs altid manualen**
Opbevar manualen tilgængelig for brugere af produktet.

**FI Lue aina käyttöohje**
Säilytä käyttöohje tuotteen käyttäjien saatavilla.

**DE Lesen Sie stets die gebrauchsanweisung**
Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.


**NL Lees altijd de handleiding**
Bewaar de handleiding zo dat deze voor gebruikers van het product altijd beschikbaar is.

**FR Toujours lire le manuel**
Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.


**IT Leggere sempre il manuale**
Tenere il manuale delle istruzioni in un luogo facilmente accessibile agli operatori che utilizzano il prodotto.

**ES Lea siempre el manual**
Guarde el manual en un lugar accesible para el usuario del producto.


## Using/Användning/Bruk/Brug/Käyttö/Anwendung/Gebruik/Utilisation/Utilizzo/Empleo






**GB:** Use proper fixing materials for the wall and resistant to corrosion.
**SE:** Använd skruvar av rostfritt material. Skruvarna ska vara anpassade till materialet i väggen.
**NO:** Bruk rustfrie skuer. Skruene skal være tilpasset materialet i veggen.
**DK:** Använd materialer til væggen, som er korrosions frie.
**FI:** Utiliser des chevilles adaptées au mur et des fixations inoxydables.
**DE:** Benutzen Sie Schrauben aus rostfreiem Material und die für die Wand geeignet sind.
**NL:** Gebruik bevestigingsmaterialen geschikt voor de muur en bestand tegen corrosie.
**FR:** Utiliser des chevilles adaptées au mur et des fixations inoxydables.
**IT:** Usare materiali di fissaggio a parete adatti al tipo di muro e resistenti alla corrosione.
**ES:** Usar tornillos apropiados para cada tipo de pared y que sean anticorrosivos (inox).






1


Ø 10mm
8x
2


A
M8 8x
3


C 2x
D 2x
4


5


1
3
2
200 - 260mm
6

## Maintenance/Rengöring/Vedlikeholdsråd/Vedligeholdelse/Hoito-ohje/Pflegeanleitung/ Onderhoud/Conseils d'entretien/Cura del prodotto/Ciudado del producto

**EN** Clean regularly with normal household detergent. Do not use aggressive cleaners. Handicare is not liable for damage caused by improper mounting/use.

**SE** För rengöring använd normalt och inte aggressivt rengöringsmedel. Handicare står ej ansvarig för skador som uppstår pga. felaktig montering/användning.

**NO** For rengjøring bruk nøytralt/normalt rengjøringsmiddel og ikke etsende midler. Handicare står ikke ansvarlig for skader som kan oppstå pga feilaktig motering/bruk.

**DK** Efter brug tjernes sæberester. Dar må ikke anvendes hårde rengøringsmidler. Handicare er ikke ansvarig for skader opstået pga. torkert montering/brug.

**FI** Puhdista säännöllisesti käyttäen kodin yleispesuaineita. Älä käytä voimakkaita liuottimia. Handicare ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.

**DE** Beseitige nach Benutzung Seifenreste. Kein agressieves Reinigungsmittel verwenden. Handicare ist nicht haftbar für Schäden die durch unsachgemässe Befestigung/Benutzung oder falsches Befestigungsmaterial entstanden sind.

**NL** Verwijder na gebruik zeepresten. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Handicare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging/gebruik.

**FR** Laver régulièrement avec un détergent ménager. Ne pas utiliser de détergent agressif. Handicare n'est pas responsable des dommages causés par un montage/utilization incorrect.


**IT** Pulire periodicamente, utilizzando detergenti di uso corrente per la casa. Non usar prodotti abrasivi e corrosivo. Handicare non è responsabile per i danni causati dal montaggio/uso impropio.

**ES** Limpiar regularmente con cualquir detergente no corrosivo. No usar leija ya que es muy corrosivo. Handicare no se hace responsable de cualquir deterioro causado por un montaje/uso incorrecto.

## Accessories/Tillbehör/Tilbehør/Lisävarusteet/Zubehör/Accessoires/Accessori/Accesorios

| Art. no: | Product namne: | Description: |
|---|---|---|
| LI2807.0000-00 | Wall mounting set | Fixing mount, for wall mounting of Backrest LI2701.2004-xx, LI2703.2004-xx and Backrest LI2705.2007-xx whitout Hinged arm support, for two flanges |
| LI2806.0000-00 | Wall mounting set | Fixing mount, for wall mounting of Backrest LI2705.2004-xx with Hinged arm support, for one wall plate. |
| LI0126.5014-02 | Backing plate rectangular | For secure fixing to a weaker wall, for Backrest LI2705.2004-xx with Hinged arm support, for 1 wall plate |
| LI2860.0000-00 | Insulation set M6x4 | For electrical insulation and covering of fixing points, spare part for Backrest LI2701.2004-xx, LI2703.2004-xx and accessory for Backrest LI2705.2004-xx whitout Hinged arm support, for 2 flanges |
| LI2603.3xxx-xx | Hinged arm support | For side support in combination with Backrest LI2705.2004-xx |

## Dimensions/Måttbeskrivning/Målbeskrivelse/Mitat/Maßbeschreibung/Afmetingen/Dimensioni/Dimensiones




| | | |
|---|---|---|
| A | 183 mm | 7,2 inch |
| B | 79 mm | 3,11 inch |
| C | 745-785 mm | 29,3-30,9 inch |
| D | 400 mm | 15,7 inch |
| E | 290 mm | 11,4 inch |
| F | 200-260 mm | 7,8-10,2 inch |

# LinidoSolutions™

Handicare's LinidoSolutions™ product line is a wide range of high quality safety products designed to provide ergonomic support, comfort and increased independence for the user in various bathing, showering and toileting situations.

Contact your local distributor if you have any questions about the product and its use. See www.handicare.com for a complete list of distributors. Always make sure that you have the right version of the manual. The most recent editions of manuals are available for downloading from our website, www.handicare.com

MediCauce

MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com
info@medicauce.com