
EasyGlide Largo (transfer horizontal)




EasyGlide, extra larga está hecha de polietileno fuerte

- Superficie superior lisa para transferencia cómoda.
- Antideslizante en la superficie inferior para mayor seguridad y protección.
- Muy fácil de usar, guía rápida en la parte inferior.
- Higiénica; se puede desinfectar con alcohol después de cada uso.

Fácil de utilizar, simple y efectiva.









Art.	5000
Nombre	EasyGlide, extra larga
Descripción	Polietileno, negro
Unidad	1 ud/uds
Longitud	1200 mm
Anchura	600 mm
Peso Max.	dist. <5 cm 250 kg,
	dist. <10 cm 200 kg,
	dist.<15 cm 150kg kg

Tiras antideslizante para aumentar seguridad

Multiples agarres para una mayor comodidad





Vea videos de utilización de estos y otros productos en MediCauce.com

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13,
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

handicare