beka hospitec



AVERO Premium plus

El spa perfecto y el baño para cuidados.

MediCauce

AVERO Premium plus

La solución óptima para sus cuidadores y usuarios







Bañera con sección de pie rebajada.

Se puede acceder a nuestra bañera Avero Premium plus desde los tres lados. Esto permite que las grúas de baño se utilicen fácilmente, incluso en espacios limitados. Sin fijarse a la pared, el baño se coloca de forma segura en la habitación y se puede adaptar de manera óptima. La sección de pies en el AVERO Premium plus permite el uso de todos los elevadores modernos disponibles en el mercado.

La sección ergonómicamente bajada para las piernas y el perfil trasero adaptado de la bañera, con los reposabrazos formados, crean una forma de baño interior ergonómica personalizada que permite al residente disfrutar de un baño relajante y agradable. Además, el área del asiento de la bañera está provista de una gran abertura de higiene para permitir que el área íntima se limpie con facilidad.



AVERO Premium plus

Baño seguro y confortable



- Función de desinfección
- Display digital para temp de ducha de mano
- Display digital para temp de bañera
- Display digital para temp de grifo de bañera
- Elección entre dos niveles de llenado
- Termostato de protección de temperatura



Ventajas para sus cuidadores y usuarios

- ❒ Control simple e intuitivo
- ❒ Módulos de seguridad de funcionamiento
- ❒ Superficie libre de poros para una limpieza simple y una higiene óptima.
- ❒ Trabajo ergonómico con ajuste de altura de baño.
- ❒ El interior del baño ergonómico con la sección de pie bajada permite un baño cómodo y seguro para el residente con y sin ascensor
- ❒ Apoyabrazos con asas para mayor comodidad y seguridad.
- ❒ Asiento en forma con abertura de cuidado para una mejor higiene en el área íntima.
- ❒ Protección de escaldadura para ducha de mano y grifo de baño
- ❒ Espacio más que suficiente para los hombros del residente
- ❒ Apto para todos las grúas estándar



Opciones AVERO Premium plus

Bienestar y terapia





Sistema de terapia de luz coloreada

Cuatro focos LED integrados en los lados de la bañera pueden sumergir el agua de la bañera en todo el espectro de colores sin radiación de calor ni un efecto deslumbrante para el residente. El sistema de terapia de luz de color tiene una selección de colores para elegir, así como una secuencia automática para un programa de cambio de color.



Sistema de spa de aire

El spa de aire con su efecto de limpieza y revitalización ofrece un agradable efecto de masaje y es especialmente relajante para el residente. Debido a un proceso especial, la contaminación de las boquillas integradas no es posible, lo que significa que el uso de un sistema de desinfección integrado para desinfectar el baño con jacuzzi no es necesario.



Sistema de sonido musical

Con dos osciladores de presión de sonido integrados en la sección superior, las vibraciones de la música se transfieren directamente al agua y al cuerpo del residente. Una conexión USB permite reproducir archivos de música individuales según sea necesario.





Sistema de aromaterapia

Un sistema de aromaterapia integrado en la bañera permite el uso de diferentes aromas que, junto con el aire caliente del sistema de spa de aire y el agua del baño, crean una experiencia sensual maravillosa para el residente. Esta opción solo es posible junto con el sistema de spa de aire.



Parada automática de llenado de baño con dos niveles

Disfrute de la opción de verter un baño con la parada automática de llenado de baño para que pueda brindar toda su atención al residente mientras llena el baño. El nivel de agua se puede seleccionar libremente y se establece una vez. Siempre puede continuar vertiendo el baño después de la parada de llenado presionando el botón.



Sistema de desinfección

La desinfección integrada ofrece la máxima protección contra infecciones cruzadas y permite el uso de concentrados desinfectantes de superficie adecuados y aprobados. La ducha de desinfección de mano y el contenedor también están protegidos de nuevo por funcionamiento incorrecto.

Datos técnicos AVERO Premium plus

Tamaño total de AVERO Premium plus 190 (incl. *panel*)	2.230 mm x 820 mm
Bañera interior AVERO Premium plus 190 (L x W x D)	1.780 mm x 575/720 mm x 430/490 mm
Bathtub exterior AVERO Premium plus 190 (L x W x D) Height	1.934 mm x 800 mm x 520 mm
Ajustes	662 mm - 1.062 mm
Lifting force	10.000 N
Max. patient weight	220 kg
SWL	300 kg

Accessories / options

Parada automática de agua
Acortador de bañera
Sistema de desinfección
Función de bloqueo del sistema de desinfección
Indicador de temperatura para el agua del baño. Doble protección contra escaldaduras.
Sistema de spa de aire
Sistema de terapia de luz coloreada
Sistema de sonido musical Sistema de terapia de aroma Función de emergencia de falla de energía

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

Distribuidor:

We reserve the right to alter specifications without notice.

1. Ausgabe 11-2015 bz