AVERO VIVA

Bañera sanitaria de elevación regulable

Avero Viva presenta un diseño clásico con un aspecto domiciliario, pensado en el confort del residente y en la facilidad de uso para el cuidador. El interior ergonómico ofrece un gran espacio para el tronco superior del usuario y su uso es combinable con grúas de bañera.



Ventajas para cuidadores y residentes

- Fácil manejo a través del display integrado en la bañera o de mando con cable.
- Altura regulable, trabajo ergonómico.
- Superficie sin poros para mayor higiene.
- Apoya-brazos y asideros para mayor confort del usuario.
- Sistema de protección contra quemaduras.
- Accesiblidad con todo tipo de grúas.
- Opción sistema anti-legionela.



CE

beka hospitec

MediCauce

AVERO VIVA Opciones de Spa y Terapia





Terapia de Color

Sistema de puntos LED en los lados con selección de color.

Aromaterapia

El sistema de aromaterapia integrado ofrece al usuario una atmósfera de relajación y bienestar.





Jacuzzi de Aire

Los rociadores de aire realizan un cómodo masage al usuario para un baño aún más relajante.

Llenado Automático

Permite al cuidador desentenderse de cerrar el baño cuando esté lleno, parándose autmáticamente.





Sistema Sonido

Mediante Bluetooth o USB el sistema de sonido se dispersa por la espalda del usuario ofreciendo una experiencia única.

Sistema desinfección

Ofrece la mayor protección contra infecciones cruzadas de la manera más cómoda y segura.



Especificaciones

Medidas Totales (Incluido mandos)	2.025 mm x 786 mm
Profundidad interna bañera	706 mm
Rango elevación	683 - 1.083 mm
Peso máximo Paciente	250 kg
Peso Máximo (paciente + agua)	400 kg
Conexión eléctrica	230 V

Opciones y Accesorios

- Parada Automática de Llenado
- Cambio dirección vista usuario
- Acortador de bañera
- Chorros de Aire (Jacuzzi)
- Sistema de terapia de color
- Sistema de Música y Sonido
- Aromaterapia
- Bajada de emergencia
- Diseño en cualquier color RAL

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

Distribuidor: