Grúa Bañera SENTA



SENTA es una grúa de bañera para transferencia tanto en posición sentada como en posición tumbada.
Se puede utilizar en cualquier tipo de bañera sanitaria y proporciona confort y seguridad para el usuario así como facilidad de uso para el cuidador.





Con unos simples accesorios es fácilmente convertible en grúa de bañera en posición tumbada.

Características y Medidas

Peso Máximo Paciente	150 kg
Rango de Elevación	475 mm - 1.175 mm
Botón de bajada y parada de emergencia	
Longitud	860 mm
Anchura	718 mm
Altura	1.375 mm
Ruedas delanteras	diámetro 100 mm
Ruedas traseras (con freno)	diámetro 125 mm
Batería	24 V

Posibilidad de incorporar báscula de pesaje.

beka hospitec

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

Distribuidor: