lopital®

Creating balance in healthcare



Marina
Camilla de ducha



6100 2300 / 6100 2350

Marina Camilla de ducha







hidráulica: 6100 2300 / eléctrica: 6100 2350

Marina camilla de ducha

Propiedades

- Gran base de ruedas estable.
- Bastidor inferior de aluminio muy ligero.
- Ruedas de gran diámetro (Ø 12,5 cm).
- Regulación hidráulica o eléctrica de altura.
- El control del bombeo para el ajuste de altura es ergonómico.
- Si se utiliza el ajuste eléctrico: botón de bajada de emergencia, botón de emergencia y cargador fácil de usar.
- Manejo simple y seguro de las barandillas laterales con bloqueo.
- Colchón, almohadas y manguera de desagüe incluidos.
- Resistente a la corrosión gracias a las piezas con capa de aluminio, acero inoxidable, plástico y cinc.
- Terminación compacta para una limpieza óptima.

Detalles técnicos

Trasmisión de altura	Hidráulica o eléctrica, solo pulsar
Control manual	mando de 2 botones con gancho para colgar, IP66
Caja de control	24VDC, máx. 250W, IP65
Parada de emergencia	Pulsador con bloqueo de giro
Batería	2x 12V, 7Ah
Cargador	220V 50/60Hz 500mA Bajada
de emergencia	Mando, conexión directa a caja de control
Sistema totalmente eléctrico	IP65
Diámetro de ruedas	12,5 cm
Barandillas	plegables, para abrir utilizar las dos manos

Medidas y pesos

Medidas exteriores	209 mm x 82 mm x 62/116 cm (l x an x al)
Superficie neta	190 x 65 cm aprox
Altura del borde del colchón	20 cm aprox.
Altura de superficie	mínimo: 45 cm aprox máximo: 99 cm aprox
Manguera de desagüe	interior Ø 4 cm
Base de ruedas	140 cm
Ancho entre ruedas	63 cm
Altura de suelo a base	18 cm
Peso	68 kg
Capacidad de carga	180 kg máx



Opcional: freno semi central.



Control manual con indicación de batería.



Apto para clientes con obesidad hasta 180 kg.



Marina hidráulica.




Marina eléctrica.


lopital®
Creating balance in healthcare

Detalles técnicos

Núm. art.	Descripción art.	Largo ext.	Ancho ext.	Altura ext.	Largo int.	Ancho int.	Bajo / alto	Núm. máx. kg	Núm. máx. lb	Peso producto en kg	Peso producto en lb
6100 2300	Marina Camilla de ducha hidráulica	209	82	62 / 116	190	65	45 - 99	180	400	98	149
6100 2305	Marina Camilla de ducha hidráulica	209	92	62 / 116	190	75	45 - 99	180	400	74	163
6100 2310	Marina Camilla de ducha hidráulica semi central	209	82	62 / 116	190	65	45 - 99	180	400	75	165
6100 2320	Marina Camilla de ducha hidráulica	189	82	62 / 116	170	65	45 - 99	180	400	70	154
6100 2330	Marina Camilla de ducha hidráulica	225	82	62 / 116	206	65	45 - 99	180	400	76	167
6100 2345	Marina Camilla de ducha hidráulica	225	92	62 / 116	206	75	45 - 99	180	400	76	167
6100 2350	Marina Camilla de ducha eléctrica	209	82	62 / 116	190	65	45 - 99	180	400	75	170
6100 2355	Marina Camilla de ducha eléctrica	209	92	62 / 116	190	75	45 - 99	180	400	78	172
6100 2360	Marina Camilla de ducha eléctrica semi central	209	82	62 / 116	190	65	45 - 99	180	400	79	174
6100 2370	Marina Camilla de ducha eléctrica	189	82	62 / 116	170	65	45 - 99	180	400	74	163
6100 2380	Marina Camilla de ducha eléctrica	225	82	62 / 116	206	65	45 - 99	180	400	80	176
6100 2385	Marina Camilla de ducha eléctrica	225	92	62 / 116	206	75	45 - 99	180	400	80	176

Medidas en cm





Fabricante:

lopital®
Creating balance in healthcare

CE

kiwa certificado ISO 9001

kiwa certificado ISO 13485

Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9,
5061 JR Oisterwijk,
Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

Distribuidor: