lopital®
Creating balance in healthcare

MediCauce

# Reflex Silla de ducha y aseo





5100 5600

# Reflex Silla de ducha y aseo

Reflex, la solución total para duchar y llevar al aseo a personas discapacitadas.












## 5100 5600
## Reflex Silla de ducha y aseo

- Ajuste eléctrico de altura sin escalas.
- Ajuste de basculación eléctrica y sin escalas.
- Control fácil con pulsadores en el respaldo.
- Cabecero con ajuste de altura.
- Asiento y respaldo ergonómicos.
- Reposapiernas y protector de pantorrillas con ajuste de altura.
- Reposabrazos plegables, basculantes, con bloqueo y cierre central.
- Apto para la función de ducha y aseo.
- Se puede llevar hasta la taza del wáter.
- Guía para orinal o cuña de acero inoxidable.
- Cuatro ruedas giratorias de plástico con freno.
- Fácil de cargar con el cargador incluido.
- Optional: También disponible con mando de control.




Optional: 5100 5605 Reflex con Flexo reposapiés plegables.








reflex







# La silla de ducha y aseo Reflex ofrece muchas posibilidades



Reposapiernas y protector de pantorrillas con ajuste de altura.








Reposapiés plegable.



Reposabrazos independientes y plegables con cierre frontal.



Asiento para aseo.



Con guía para orinal o cuña.



Dispositivo de bajada de emergencia.



Cuatro ruedas giratorias de doble freno.

# La silla Reflex ofrece multitud de posibilidades



Cabecero con ajuste de altura.



Recargable a través de cargador




Opción de reposapiés confort



Parada de emergencia.





Fácil control con botones en el respaldo con iconos intuitivos



Cabecero ergonómico



Cabecero fácil de regular en altura y profundidad



6950 1104 Cuña de pástico



6950 5624 Opción: asiento y respaldo desmontable.




6950 5629 Opción: Asiento de platilón



## Detalles técnicos

- Capacidad máx. del elevador: 135 kg
- Altura regulable del asiento: 49 - 101 cm
- Altura de respaldo: 93 - 145 cm
- Profundidad del asiento: 48,5 cm
- Ancho del asiento: 48 cm
- Largo total del bastidor de base: 88 cm
- Ancho total del bastidor de base: 66 cm
- Regulación reposapiernas: cada 2,5 cm y Max. 25 cm
- Regulación de cabecero profundidad / altura: 7/12 cm
- Ajuste de respaldo sin escalas: 30 grados
- Peso en vacío de la silla: 55 kg
- Control eléctrico: 24 Volt
- Capacidad de batería: 7Ah
- Número de movimientos del elevador: 40 hacia arriba / abajo con batería totalmente cargada
- Cargador: 220 Volt/50/60 Hz




*Fabricante:*

lopital®
Creating balance in healthcare

Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9,
5061 JR Oisterwijk,
Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk

CE

kiwa certificado ISO 9001

kiwa certificado ISO 13485

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*