lopital®
Creating balance in healthcare

MediCauce

Sirocco
Camilla de ducha





6100 2400

Sirocco Camilla de ducha

con fijación a muro, desagüe a la izquierda

La camilla de ducha con regulación eléctrica de altura con fijación a muro. Gracias a un sencillo interruptor se consigue una regulación de altura sin escalas de 40 a 100 cm.

- Peso máximo de elevación 150 kg.
- Sistema eléctrico de altura.
- Interruptor sencillo.
- Apropiado para cuartos de baño con una altura mínima de 230 cm.
- Incluida estación de carga de batería (fijación a pared).
- Batería fácil de cambiar.
- Parada de emergencia.
- Dispositivo de bajada de emergencia.
- Largo 199 cm, ancho: 75 cm.
- Posición más baja de la superficie horizontal: 40 cm.
- Colchón con bordes levantados, 20 cm.
- La regulación de altura se realiza mediante un mando de control.
- 2 barras de seguridad, revestimiento de acero inoxidable y bisagras.
- El conjunto está realizado en acero revestido y cuenta con funda protectora de plástico.
- Tensor, placas de cabecero y pies de policarbonato.
- Ideal como camilla de ducha y cambiador.
- La regulación de altura está propulsada por un servomotor de 24 V, que cuenta con un paquete de baterías extraíble con cargador suelto, que se puede colgar fuera del cuarto de baño.
- La camilla cuenta con una manguera de desagüe de 1,75 cm de largo que está montada a la derecha de forma estándar (visto desde el lateral de control); si lo solicita se le puede entregar una manguera de desagüe más larga.
- Nuestra camilla cumple la normativa NEN 1010 y se puede instalar con seguridad en un espacio húmedo.
- Opcional: pack adicional de batería.

6100 2401
Sirocco Camilla de ducha
con fijación a muro, desagüe a la derecha





Fabricante:

lopital®
Creating balance in healthcare

Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9,
5061 JR Oisterwijk,
Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk

CE

kiwa certificado ISO 9001

kiwa certificado ISO 13485

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

Distribuidor: